

Anti-Cd62P/P-Selectin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P16109

Artikelnummer: CM0007796



Einführung

Rekombinanter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CD62P/P-Selectin, validiert für WB, IHC-P, IF-P und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Leukozytenadhäsion und Entzündungssignalwegen in der Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD62P/P-Selectin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Spezies	Human
GeneID (Human)	6403
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P16109
Protein-Gewicht	91kDa
Versand	Eisbeutel