

Anti-Cd62P/P-Selektin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P16109

Artikelnummer: CM0018486



Einführung

CD62P/P-Selektin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human und Ratte. Ideal für Entzündungs-, Leukozytenadhäsions- und Thrombozytenaktivierungsstudien von der IVD-Rohstoffplattform von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD62P/P-Selektin Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6403
Gen-ID	6403
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-200 von humanem CD62P/P-Selektin (NP_002996.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P16109
Proteingewicht	91kDa
Versand	Eisbeutel