


Anti-Cd63 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P08962

Artikelnummer: CM0003142



Einführung

CD63 Kaninchen-mAb, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Zielt auf humanes CD63 (Granulophysin, LAMP-3), ein Tetraspanin, das an Zelladhäsion, Signalübertragung und Exosom-Biologie beteiligt ist. Ideal für Krebs- und Exosom-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD63 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	MLA1, ME491, LAMP-3, OMA81H, TSPAN30, CD63
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	967
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 103-203 von humanem CD63 (NP_001771.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08962
Proteingewicht	17kDa/23kDa/25kDa
Versand	Eisbeutel