


Anti-Cd63 Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08962

Artikelnummer: CM0026817



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes CD63, geeignet für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Exosomen-Biogenese, Melanom und Tetraspanin-Funktionen. Kreuzreaktiv mit humanem Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD63 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MLA1; ME491; LAMP-3; OMA81H; TSPAN30; CD63
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	967
GenID	967
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz mit den Aminosäuren 103-203 von humanem CD63 (NP_001771.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08962
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel