

Anti-Cd64 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - P12314

Artikelnummer: CM0006679



Einführung

Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen menschliches CD64 (FcγRI) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Hochaffiner IgG-Fc-Rezeptor, der selektiv auf Monozyten/Makrophagen exprimiert wird und ADCC vermittelt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD64 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2209
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 16-288 von menschlichem CD64 (NP_000557.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P12314
Protein-Gewicht	45-75kDa
Versand	Eisbeutel