

Anti-Cd64 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P12314

Artikelnummer: CM0014078



Einführung

Hochaffiner IgG-Fc-Rezeptor Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt CD64 (FCGR1A) in Human, Maus und Ratte. Geeignet für Immunologie, ADCC und die Entwicklung diagnostischer Immunoassays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD64 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Spezies	Human
GeneID (Human)	2209
GeneID	2209
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 16-288 von humanem CD64 (NP_000557.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P12314
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel