

Anti-Cd66A/Ceacam1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - P31809

Artikelnummer: CM0009489



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen Maus CD66a/CEACAM1 gerichtet ist, validiert für WB, IF-P, IHC-P, FC und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratte. Ideal zur Untersuchung der Immunregulation, Zelladhäsion und Coronavirus-Infektionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD66a/CEACAM1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Bgp; Cc1; Hv2; Bgp1; Cea1; Cea7; Hv-2; MHVR; bb-1; C-CAM; CD66a; Cea-1; Cea-7; MHVR1; Mhv-1; mCEA1; mmCGM1; mmCGM2; mmCGM1a
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	634
GenID	26365
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 35-428 von Maus CD66a/CEACAM1a (NP_001034274.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P31809
Proteingewicht	57kDa/50kDa/37kDa/30kDa
Versand	Eisbeutel