

Anti-Cd66A/Ceacam1 Kaninchen-Polymab® Für Wb, Ihc, If, Elisa - P13688 / P31809

Artikelnummer: CM0012791



Einführung

Kaninchen-PolymAb® gegen humanes/murines CD66a/CEACAM1, validiert für WB, IHC, IF und ELISA. Vermittelt Zelladhäsion und Immunregulation; ideal für die Krebs- und Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD66a/CEACAM1 Kaninchen-PolymAb®
Bezeichnungen/Aliase	Bgp; Cc1; Hv2; Bgp1; Cea1; Cea7; Hv-2; MHVR; bb-1; C-CAM; CD66a; Cea-1; Cea-7; MHVR1; Mhv-1; mCEA1; mmCGM1; mmCGM2; mmCGM1a
Art	Mensch/Maus
GeneID (Mensch)	634
GeneID	634/26365
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen/murinen CD66a/CEACAM1
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P13688/P31809
Proteingewicht	30 kDa/37 kDa/43 kDa/46 kDa/50 kDa/57 kDa
Versand	Kühlakku