


Anti-Cd66B/Ceacam8 Poliklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P31997

Artikelnummer: CM0026483



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen humanes CD66b/CEACAM8 (38 kDa) für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Geeignet für die Untersuchung der Neutrophilen-Zelladhäsion und die Forschung an chronischer myeloischer Leukämie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD66b/CEACAM8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1088
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 35-320 des humanen CD66b/CEACAM8 (NP_001807.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P31997
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel