

## Anti-Cd66D/Ceacam3 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P40198

Artikelnummer: CM0027836



### Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen CD66d/CEACAM3, ein Granulozyten-Rezeptor, der die Phagozytose von Pathogenen vermittelt. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Ideal für die Forschung zur angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CD66d/CEACAM3 Kaninchen pAb                                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | CEA; CGM1; W264; W282; CD66D; CD66d/CEACAM3                                                                                             |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                  |
| Gen-ID (Mensch)   | 1084                                                                                                                                    |
| Gen-ID            | 1084                                                                                                                                    |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-135 des menschlichen CD66d/CEACAM3 (NP_001806.2) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                               |
| Kategorie         | Poliklonale Antikörper                                                                                                                  |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                            |
| SWISS             | P40198                                                                                                                                  |
| Proteingewicht    | 27 kDa                                                                                                                                  |
| Versand           | Eispackung                                                                                                                              |