

Anti-Cd68 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P31996

Artikelnummer: CM0006627

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD68 (Macrosialin). Validiert für WB, IF/ICC, FC, ELISA. Erkennt ein ~33/34 kDa Protein. Geeignet für Studien zur Phagozytose, Makrophagen-Homing und lysosomalen Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD68 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Lamp4; gp110; Scard1; CD68
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	968
GeneID (Maus)	12514
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-291 von Maus-CD68 (NP_001277987.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P31996
Proteingewicht	33KDa/34KDa
Versand	Eisbeutel