

Anti-Cd68 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Fc (Intra), Elisa - P34810

Artikelnummer: CM0003685

Einführung

Rekombinanter kaninischer monoklonaler Antikörper gegen humanes CD68 (Makrosialin, GP110). Validiert für WB, IF-P, FC (intra) und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD68 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
Spezies	Human
GeneID (Human)	968
GeneID	968
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem CD68 entspricht (NP_001242.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, FC (intra), ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P34810
Protein-Gewicht	37kDa
Versand	Eistasche