

Anti-Cd68 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P34810

Artikelnummer: CM0004185

Einführung

Hochwertiger Anti-CD68 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes Makrosialin (37kDa), einen Makrophagen-Marker, der an Phagozytose und Zelladhäsion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD68 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	968
GeneID	968
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend der Aminosäuren 100-200 von humanem CD68 (NP_001242.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P34810
Protein-Gewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel