

Anti-Cd68 Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P34810

Artikelnummer: CM0025441

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD68 (GP110, LAMP4, SCARD1) für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Validiert für Reaktivität bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Makrophagen- und Tumorforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD68 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	968
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem CD68 (NP_001242.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P34810
Proteinmasse	37kDa
Versand	Eisbeutel