

Anti-Cd68 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P34810

Artikelnummer: CM0015335

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD68 (Makrosialin, GP110, LAMP4). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Makrophagenbiologie und Endolysosomen-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD68 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	968
Gen-ID	968
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 16-200 von humanem CD68 (NP_001242.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P34810
Protein-Gewicht	37kDa
Versand	Eistasche