

Anti-Cd68 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P31996

Artikelnummer: CM0022959

Einführung

CD68 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Lamp4/gp110/Scard1), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für Makrophagen- und Phagozytose-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD68 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Lamp4; gp110; Scard1; CD68
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	968
GenID	12514
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von Maus-CD68 (NP_001277987.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31996
Proteinmasse	35 kDa
Versand	Eisbeutel