

Anti-Cd68 Kaninchen Polymab® Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P34810 / P31996

Artikelnummer: CM0005427

Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler CD68-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes und murines Makrosialin (Lamp4, gp110, Scard1), ein lysosomales/endosomales Membranglykoprotein, das an der phagozytischen Aktivität von Makrophagen und der Tumorzelladhäsion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD68 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Spezies	Mensch/Maus
GenID (Mensch)	968
GenID	968/12514
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem/murinem CD68
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P34810/P31996
Proteingewicht	70-130 kDa
Versand	Eisbeutel