

Anti-Cd69-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q07108

Artikelnummer: CM0007789



Einführung

Kaninchen-anti-humaner/-affenartiger CD69-mAb für die Durchflusszytometrie. Immunogen aus rekombinantem Protein, kreuzreaktiv mit humanem CD69 und CD69 des Javaneraffen. Ideal für Studien zur frühen T-Zell-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner/-affenartiger CD69-mAb
Bemerkungen/Alias	AIM, EA1, MLR-3, CLEC2C, GP32/28, BL-AC/P26
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	969
Gen-ID	969
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 78-199 des humanen CD69 entspricht (NP_001772.1).)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	Q07108
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlakku