

Anti-Cd69 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q07108

Artikelnummer: CM0021442



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes CD69, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von frühen Aktivierungsantigenen und der Regulation von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD69 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26; CD69
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	969
GenID	969
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-80 von humanem CD69 (NP_001772.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q07108
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel