

Anti-Cd69 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q07108

Artikelnummer: CM0006932



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD69 (SWISS: Q07108) für Western Blot und ELISA. Erkennt CD69 in humanen Proben und kreuzreagiert mit Ratte. Das Immunogen entspricht den Aminosäuren 62-199.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD69 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26; CD69
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	969
GenID	969
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 62-199 von humanem CD69 (NP_001772.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q07108
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel