

Anti-Cd7 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P09564

Artikelnummer: CM0008813

Einführung

Hochwertiger monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes CD7, validiert für WB, IHC-P und ELISA. CD7 ist ein Transmembran-Glykoprotein von T-Zellen und NK-Zellen, das an der adaptiven Immunität beteiligt ist; ideal für Immunologieforschung und diagnostische Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD7 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GP40; TP41; Tp40; LEU-9; CD7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	924
Gen-ID	924
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 141-240 von humanem CD7 (P09564) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09564
Proteinmolekulargewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel