


Anti-Cd70-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P32970

Artikelnummer: CM0019347



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD70 (CD27-Ligand, TNFSF7), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für immunologische Forschungsarbeiten zur T-Zell-Aktivierung und zur Immunüberwachung von B-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD70-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CD27L; LPF53; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A; CD70
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	970
GeneID	970
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 47-126 des humanen CD70 (NP_001243.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P32970
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Kühlakku