


Anti-Cd71-Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P02786

Artikelnummer: CM0009424



Einführung

Mit konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD71 (Transferrinrezeptor 1). Für die Durchflusszytometrie validiert, ideal zur Untersuchung des Eisenstoffwechsels, der Proliferation von T-/B-Zellen und der Mechanismen des Viruseintritts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes-CD71-mAb
Bemerkungen/Alias	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7037
GeneID	7037
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 100-250 des humanen CD71 (NP_003225.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02786
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Kühlakku