


Anti-Cd71/Transferrin-Rezeptor Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02786

Artikelnummer: CM0006695



Einführung

KO-validierter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD71/Transferrin-Rezeptor (TfR1), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Erforschung des Eisenstoffwechsels, der Onkologie und des Viruseintritts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] CD71/Transferrin-Rezeptor Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
Spezies	Human
GeneID (Human)	7037
GeneID	7037
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 100-250 des humanen CD71/Transferrin-Rezeptors (NP_003225.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P02786
Protein-Gewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel