


Anti-Cd71/Transferrin-Rezeptor Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - P02786

Artikelnummer: CM0005673



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD71/Transferrin-Rezeptor (TFRC). Validiert für WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Forschung zu Eisenstoffwechsel, viraler Eintritt und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD71/Transferrin-Rezeptor Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	T9, TR, TFR, p90, CD71, TFR1, TRFR, IMD46
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7037
GeneID	7037
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P02786
Proteinmasse	85 kDa
Versand	Eisbeutel