


Anti-Cd71/Transferrin-Rezeptor Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02786

Artikelnummer: CM0027018



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD71/Transferrin-Rezeptor (TFRC, TFR1, p90). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Relevant für die Eisenstoffwechsel- und Viruseintrittsforschung - P02786.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD71/Transferrin-Rezeptor Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46; CD71/Transferrin-Rezeptor
Spezies	Mensch
GenID	7037
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-140 des humanen CD71/Transferrin-Rezeptors (NP_001121620.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02786
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel