

Anti-Cd72 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P21854

Artikelnummer: CM0006721

Einführung

Hochaffiner rekombinanter Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen humanes CD72 (Lyb-2), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA-Anwendungen in Studien zum B-Zell-Rezeptor-Co-Rezeptor und zur Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD72 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD72; CD72b; LYB2; CD72-Molekül
Spezies	Human
GeneID	971
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 117-359 von humanem CD72 (NP_001773.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P21854
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel