

Anti-Cd72 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P21854

Artikelnummer: CM0025586

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Anti-CD72 polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten CD72, einen B-Zell-Korezeptor, der die BCR-Signalgebung und die Immunhomöostase reguliert. Geeignet für die Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD72 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LYB2, CD72b, CD72
Spezies	Human
GeneID (Human)	971
GeneID	971
Immunogen	Rekombinantes Protein, Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 120-359 von humanem CD72 (NP_001773.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P21854
Protein-Gewicht	40kDa
Versand	Eistasche