

Anti-Cd73/Nt5E-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P Und Elisa - P21589

Artikelnummer: CM0020884



Einführung

Anti-CD73/NT5E-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für Western Blot, IHC-Paraffin und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattenspezifisches CD73-Ekto-5'-Nukleotidase. Geeignet für die Immunodetektion dieses GPI-verankerten Zellmembranenzym, das an der Nukleotidhydrolyse beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD73/NT5E-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA; CD73/NT5E
Spezies	Human
GeneID (Human)	4907
GeneID	4907
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 32-264 von humanem CD73/NT5E (NP_002517.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P21589
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Eistasche