

Anti-Cd73/Nt5E-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21589

Artikelnummer: CM0020390



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD73/NT5E (Ekto-5'-Nukleotidase), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen des Nukleotidstoffwechsels und der Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD73/NT5E Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA; 5E
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4907
GeneID	4907
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein mit den Aminosäuren 27-377 des humanen CD73/NT5E, NP_002517.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21589
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Kühlakku