

Anti-Cd74 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04233

Artikelnummer: CM0008983



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD74 (invariante Kette), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Zielt auf einen wichtigen MHC-Klasse-II-Chaperon und MIF-Rezeptor ab und unterstützt die Immunforschung sowie antivirale Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD74 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; CD74
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	972
Gen-ID	972
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CD74 (P04233) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P04233
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel