

Anti-Cd74 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P04233-2

Artikelnummer: CM0005260

Einführung

CamelBio liefert einen kaninchen-monoklonalen Antikörper, der gegen humanes CD74 (invariante Kette, CLIP) gerichtet ist und für WB, IHC-P, IF/ICC, FC und ELISA validiert ist. Entwickelt für die Präsentation von MHC-Klasse-II-Antigenen und die Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD74 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	972
Gen-ID	972
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 73-232 von humanem CD74 (NP_004346.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04233-2
Proteingewicht	18kDa/24kDa/26kDa/31kDa/34kDa
Versand	Eisbeutel