

Anti-Cd74 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04441-2

Artikelnummer: CM0023388

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-CD74, validiert für WB und ELISA. Zielt auf die invariante Kette ab, die an der Präsentation von MHC-Klasse-II-Antigenen beteiligt ist und in Thymus und Lymphknoten exprimiert wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD74 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Ii; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; CD74
Spezies	Maus
GenID	16149
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 56-215 von Maus-CD74 (NP_034675.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P04441-2
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel