

Anti-Cd74 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P04233

Artikelnummer: CM0025262



Einführung

Hochwertiger Anti-CD74 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes CD74 (P04233), kreuzreagiert mit Ratte. Geeignet für die Erforschung von MHC-Klasse-II-Chaperonen, MIF-Rezeptoren und antiviraler Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD74 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; CD74
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	972
Gen-ID	972
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 73-232 des humanen CD74 (NP_004346.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P04233
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel