

Anti-Cd74-Kaninchen-Polymab® - P04233-2 / P04441-2

Artikelnummer: CM0012593

Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes und murines CD74 (invariante Kette). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Reagiert mit den Isoformen p33 und p35. P04233-2 / P04441-2.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD74-Kaninchen-PolymAb®
Bezeichnungen/Aliase	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
Arten	Mensch/Maus
Gen-ID (Mensch)	972
Gen-ID (Maus)	16149
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 73-232 des humanen CD74 entspricht (NP_004346.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P04233-2/P04441-2
Proteingewicht	24 kDa/26 kDa
Versand	Kühlakku