

Monoklonaler Anti-Cd79A-Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11912

Artikelnummer: CM0006520



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen CD79a (Ig-alpha), validiert für WB, IHC, IF und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Unverzichtbar für die Erforschung der B-Zell-Antigenrezeptor-Signalübertragung und der B-Zell-Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD79a Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	IGA, MB1, MB-1, IGAlpha
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	973
Gen-ID	973
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 26–226 des humanen CD79a entspricht (NP_001774.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11912
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Kühlakku