

Anti-Cd79A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P11912

Artikelnummer: CM0003404



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CD79a (MB-1, Ig-alpha) für WB, IHC-P, ELISA. Proteinmasse 25kDa. Forschungsanwendung für B-Zell-Rezeptor-Signalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD79a Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IGA; MB1; MB-1; IGA1pha; CD79a
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	973
GenID	973
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P11912
Proteinmasse	25kDa
Versand	Eisbeutel