

Anti-Cd79A-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11912

Artikelnummer: CM0015145



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, erzeugt gegen rekombinantes CD79a (AS 165-225). Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Erkennt ein Protein von ca. 25 kDa. Ideal für die Erforschung der B-Zell-Rezeptor-Signalübertragung und der Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD79a-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	IGA; MB1; MB-1; IGAAlpha; CD79a
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	973
GeneID	973
Immunogen	Rekombinantes Protein: rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 165-225 des menschlichen CD79a (NP_001774.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11912
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Kühlakku