

Anti-Cd79B Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P40259

Artikelnummer: CM0006369



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Anti-CD79B-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF/ICC, FC, ELISA. Erkennt menschliches CD79B (14/26 kDa) aus rekombinantem Immunogen. Geeignet für die Forschung zur B-Zell-Rezeptor-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD79B Kaninchen mAk
Anmerkungen/Alias	CD79B; AGM6; B29; IGB; CD79b-Molekül
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	974
GenID	974
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 29-159 von menschlichem CD79B (NP_000617.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P40259
Proteingewicht	14kDa/26kDa
Versand	Eisbeutel