

Anti-Cd79B Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P40259

Artikelnummer: CM0002803



Einführung

Anti-CD79B Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches und murines CD79B (Ig-beta, B29), ein für die Immunität essentielles B-Zell-Rezeptor-Signalprotein. Geeignet für B-Zell-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD79B Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	974
Gen-ID	974
Immunogen	Synthetisches Peptid. Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 130-229 von menschlichem CD79B (NP_000617.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P40259
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel