

Anti-Cd79B-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P40259

Artikelnummer: CM0018904



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD79B (B29, Igbeta, AGM6). Validiert für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Signalübertragung des B-Zell-Rezeptors.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD79B-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	974
GeneID	974
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 130-229 des humanen CD79B (NP_000617.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40259
Proteinmasse	26 kDa
Versand	Kühlakku