

Anti-Cd79B Rabbit Polymab® Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P40259

Artikelnummer: CM0006428



Einführung

CD79B Rabbit PolymAb® ist ein monoklonaler Antikörper, der gegen humanes CD79B gerichtet ist und in WB, IF-P, IHC-P, ELISA validiert wurde. Er kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die B-Zell-Rezeptor-Signalisierung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD79B Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	974
GenID	974
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 130-229 von humanem CD79B (NP_000617.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40259
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel