

Anti-Cd80 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P33681

Artikelnummer: CM0006939



Einführung

Hochwertiger Anti-CD80 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Durchflusszytometrie und ELISA. Spezifisch für humanes CD80, ein kritisches T-Zell-Kostimulationsmolekül. Geeignet für die Immunologie- und Immunonkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CD80 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; CD80-Molekül
Spezies	Human
GeneID	941
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-242 von humanem CD80 (NP_005182.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P33681
Proteingewicht	18kDa/29kDa/33kDa
Versand	Eisbeutel