

Anti-Cd80 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - Q00609

Artikelnummer: CM0007285



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD80, validiert für WB, FC, ELISA. Erkennt menschliches und murines CD80. Geeignet für T-Zell-Aktivierung und Immun-Checkpoint-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD80 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17; CD80
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	941
GenID	12519
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 38-245 von Maus-CD80 (NP_033985.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q00609
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel