

Anti-Cd80 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P33681

Artikelnummer: CM0024289



Einführung

Hochwertiger Anti-CD80-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten CD80 (B7-1), ein Schlüssel-Kostimulationsmolekül für die T-Zell-Aktivierung. Ideal für die Immunologie- und Immunonkologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD80 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B7, BB1, B7-1, B7.1, LAB7, CD28LG, CD28LG1, CD80
Spezies	Human
GeneID (Human)	941
GeneID	941
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CD80 (NP_005182.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P33681
Protein-Gewicht	33kDa
Versand	Eistüte