

Anti-Cd80/B7-1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P33681

Artikelnummer: CM0009534



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CD80/B7-1 gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Ideal für Studien zur T-Zell-Aktivierung, Immun-Checkpoint und Kostimulation in der immunologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD80/B7-1 mAk
Bemerkungen/Alias	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; CD80 Molekül
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	941
GenID	941
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 35-242 von humanem CD80/B7-1 (NP_005182.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P33681
Proteingewicht	18kDa/29kDa/33kDa
Versand	Eisbeutel