


Anti-Cd81 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35762

Artikelnummer: CM0020856



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen Maus-CD81 (TAPA-1, Tspan28), validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Ratte. Geeignet für Studien zu Immunzellsignalwegen, Tetraspanin-Biologie und Wirt-Pathogen-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD81 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Tapa1; Tapa-1; Tspan28; CD81
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	975
Gen-ID (Maus)	12520
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 106-211 von Maus-CD81 (NP_598416.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P35762
Proteinmasse	25 kDa
Versand	Eisbeutel