


Anti-Cd81 Rabbit Polymab® Für Wb, Ihc-P, Elisa - P60033

Artikelnummer: CM0004298



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD81 (TAPA1/TSPAN28). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von tetraspanin-angereicherten Mikrodomänen, B-Zell-Signalübertragung und viralem Eintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD81 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	975
Gen-ID	975
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 114-199 von humanem CD81 (NP_004347.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P60033
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel