

Anti-Cd82 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P27701

Artikelnummer: CM0007884



Einführung

CD82 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches und murines CD82 Metastasierungs-Suppressorprotein, ein Tetraspanin, das an Zelladhäsion, Migration und Signalgebung beteiligt ist. Ideal für Krebs- und Immunologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	CD82 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	R2, 4F9, C33, IA4, ST6, GR15, KAI1, SAR2, TSPAN27, CD82
Spezies	Mensch
Gen-ID	3732
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 168-267 von humanem CD82 (P27701) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P27701
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel