

Anti-Cd83-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q01151

Artikelnummer: CM0007677



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD83, ein Transmembran-Glykoprotein auf Immunzellen, geeignet für Forschungsanwendungen mittels WB und ELISA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD83-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	BL11; HB15; CD83
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9308
GeneID	9308
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-143 des humanen CD83 (NP_004224.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q01151
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlakku